

ABEL GCU

Multi-Messsystem

#### **PRODUKTGARANTIE**

Messgerät 5 Jahre Garantie

Haltbarkeit der Streifen im ungeöffneten Zustand: (Vom Herstellungstag) Blutzucker - 24 Monate; Gesamtcholesterin - 18 Monate; Harnsäure - 20 Monate

Haltbarkeit der Streifen im geöffneten Zustand:

GLU: Innerhalb von 6 Monaten nach Erstöffnung verwenden CHOL, UA: Innerhalb von 3 Monaten nach Erstöffnung verwenden





6, 7F., No. 669, Jhongjheng Rd., Shin Juang Dist., New Taipei City 242, Taiwan

TEL:+886-2-22053698 FAX:+886-2-22080779















Version A: Jul, 2023

# **SA**\check<sup>™</sup>

**ABEL** GCU Multi-Messsystem



Wir geben Impulse zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und Lebensqualität für alle



### **Spezifikationen**

#### SANcheck ABEL GCU Multi-Messgerät

- Batterietyp: 1,5V AAA batterie \* 2
- Speicherkapazität: 460 Testresultate (GLU: 360; CHOL: 50; UA: 50)
- Abmessung: 95\*60\*20 mm
- Gewicht: 71g (mit Batterien)
- Lagerungs- & Transportbedingungen: Messgerät: 0-60°C (32-140°F);
  Streifen: 4-30°C (39-86°F)
- Tolerierbare relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung und Transport): 10-90%

### SANcheck ABEL **ohne Code**Blutzucker-Teststreifen **GDH**

Modell: BK-SG1

- Messzeit: 5 Sekunden
- Messbereich: 20-600 mg/dL
- Probenmenge: 0,7 μL
- Hct Range: 0-70 %

#### SANcheck Blutzucker Kontrolllösung

Modell:

LV0 (BK-CSG40), LV1 (BK-CSG41), LV2 (BK-CSG42),

#### SANcheck ABEL **mit Code** Gesamtcholesterin-Teststreifen

Modell: BK-SC2

- Messzeit: 26 Sekunden
- Messbereich: 100-400 mg/dL
- Probenmenge: 0,8 μL
- Hct Range: 30-60 %

### SANcheck Gesamtcholesterin Kontrolllösung

Modell:

LV1(BK-CSC21), LV2 (BK-CSC22)

## SANcheck ABEL **mit Code** Harnsäure-Teststreifen

Modell: BK-SU1

- Messzeit: 15 Sekunden
- Messbereich: 3-20 mg/dL
- Probenmenge: 1 μL
- Hct Range: 20-70 %

#### SANcheck Harnsäure Kontrolllösung

Modell:

LV0 (PD-F006), LV1 (PD-F007), LV2 (PD-F007)

## Inhalt des Kits



ABEL GCU Multi-Messgerät



Blutzucker-Teststreifen



Tragetasche



Gesamtcholesterin-Teststreifen



Stechhilfe



Harnsäure-Teststreifen



Lanzetten